


Ambu[®] Man School



Die wichtigsten Vorteile

- Ambu Hygienesystem verhindert Kreuzkontamination
- Kompaktes und mobiles Trainingsgerät
- Einfaches Training der Thoraxkompression
- Geschlossener Torso
- Problemlose Platzierung der Defibrillationselektroden

AmbuMan School

Der AmbuMan School ist als Trainingsgerät für das Training sämtlicher Massnahmen des Basic Life Support konzipiert worden.

Das Trainingsgerät ermöglicht ein realistisches Training der Thoraxkompression und der Platzierung von Defibrillationselektroden, um den Umgang mit einem AED zu erlernen. Mit dem einzigartigen Hygienesystem wird eine Kreuzkontamination während der Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase Beatmung vermieden.

Der AmbuMan School eignet sich hervorragend für die Ausbildung von Schülern in Schulklassen.

Guideline konform

Der AmbuMan School ermöglicht die Durchführung einer HLW nach den neusten internationalen Richtlinien.

Kompakt und mobil

Für den einfachen Transport und Aufbau verfügt der AmbuMan School über ein leichtes Gewicht und eine kompakte Verpackung.

Einfaches AED Training

Dank seines geschlossenen Torsos können die Defibrillationselektroden realistisch platziert werden. Dies ermöglicht ein einfaches Training der AED Anwendung.

Technische Daten

Gewicht	0,8 kg
Länge	45 cm
Maximale Kompressionstiefe	6 cm

Material

Verschlussbänder	Nylon
Basisplatte	Polycarbonat
Balg	Thermoplastisches Elastomer
Brustkorb	Polypropylen
Kopf	Silikon
Gesichtsmaske	Polyvinylchlorid
Lungenbeutel	Polyvinylchlorid
Einweg-Luftbeutel	Polyethylen

Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung
268 007 000	AmbuMan School (komplett)
268 000 571	Gesichtsmaske AmbuMan School (10 Stück)
268 000 572	Einweg-Luftbeutel AmbuMan School (100 Stück)
268 000 573	Zubehör AmbuMan School (10 Stück)



Geschlossener Torso



Platzierung der Defibrillations-elektroden



Ambu Hygienesystem



Zubehör