

FixBrace



Produkteigenschaften

- Für die Patientenfixierung
- MRI und röntgentransparent
- Klett kann beliebig oft geöffnet und wieder verschlossen werden
- Beliebig oft verwendbar
- Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich

FixBrace

FixBrace sind Patientenhalter mit einem Velcroverschluss und einem Kunststoff-Haltering.

Die Patientenhalter sind als polyamid oder kunstleder Ausführung mit synthetischer

Lammfell-, Weichschaum- oder Filz-Polsterung erhältlich.

Fix Brace werden im Set zu 2 Stück inkl. 2 Stück Haltebänder geliefert.

ART-NR:	BESCHREIBUNG
GE09-30x5WV	FixBrace Patientenhalter 30 x 5cm, Kunststoffring, Weichschaum Polster, Set mit 2 Stück
GE09-30x5WVS	FixBrace Patientenhalter 30 x 5cm, Kunststoffring, Weichschaum Polster, Set mit 2 Stück inkl. Halteband
GE09-30x5FV	FixBrace Patientenhalter 30 x 5cm, Kunststoffring, synthetisches Lammfell-Polster, Set mit 2 Stück
GE09-30x5FVS	FixBrace Patientenhalter 30 x 5cm, Kunststoffring, synthetisches Lammfell-Polster, Set mit 2 Stück inkl. Halteband
GE09-32x5G	FixBrace Patientenhalter 32 x 5cm, Kunststoffring, Kunstleder, Set mit 2 Stück
GE09-32x5G	FixBrace Patientenhalter 32 x 5cm, Kunststoffring, Kunstleder, Set mit 2 Stück inkl. Halteband
GE09-30x5FI	FixBrace Patientenhalter 30 x 5cm, Kunststoffring, Filz Polster, Set mit 2 Stück
GE09-30x5FIS	FixBrace Patientenhalter 30 x 5cm, Kunststoffring, Filz Polster, Set mit 2 Stück

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Phtalatfrei	Ja
MRI tauglich	Ja
Röntgen tauglich	Nein
Klettverschluss	Polyamid
Latex-frei	Ja

CE-Kennzeichnung nach Konformitätsrichtlinien 93/42 EEC

Synmedic AG

Gerhardstrasse 1
CH-8003 Zürich
Tel: +41 (0)44 454 60 40
Fax: +41 (0)44 454 60 41
info@synmedic.ch
www.synmedic.ch