

KIMTECH*



Produktdatenblatt KIMTECH SCIENCE* Labortücher - 100 tücher / Weiß / 2 Ply - 7557

Produktinformationen

Art.-Nr. Lang	07557000
Art.-Nr.	7557
Produktbeschreibung	KIMTECH SCIENCE* Labortücher - 100 tücher / Weiß / 2 Ply
Produktdatenblatt	22.05.2017

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	24 Boxen x 100 Tücher = 2400 Tücher
Verpackungsmaterial	Papier
Außenverpackung	
Zolltarifnummer	48189090



Piktogramm	Abmessungen	Gewicht(kg)
	20.50 x 20.00	Länge x Breite(cm)

Produktbeschreibung

Sortiment leistungsstarker Wischtuchlösungen für den Laborbedarf.

Ideal: zur Reinigung empfindlicher Glasgeräte, Instrumente und Oberflächen/Teile; zum Aufwischen von Flüssigkeiten, mehrlagig und daher sehr saugfähig, fusselarm zum Abstauben auch an schwierigen Stellen.

Lieferbar als: weiße Papierwischtücher, im flexiblen Zupfboxsystem, 100 oder 200 Tücher pro Pack für hygienisch geschützte Wischtücher und einen kontrollierten Verbrauch, geeignet für mobile Reinigungsarbeiten.

Produktspezifikationen

Faltung	I	Imprägniert	Nein
EAN (VE)	05027375049934	EAN (Pack)	5033848037353
Frischzellstoff (%)	100	Bleichmethode	Elemental Chlorine Free
Technologie	Tissue (LDC)	Farbe	Weiß

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform

Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Produktdatenblatt KIMTECH SCIENCE* Labortücher - 100 tücher / Weiß /2 Ply - 7557

Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Nettogewicht (kg)	2.823
Bruttogewicht (kg)	4.38	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	40 x 24 x 35
Verpackungsmaterial Unterverpackung	Cartonboard		

Palettentyp	LxBxH (m)	VE pro Lage	Lagen pro Palette	VE pro Palette
E3	1.20 x 0.80 x 1.90	10	5	50

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Wischtücher vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Wischtüchlösungen übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA sowie Wischtücher müssen immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Infobox Details	infofax@kcc.com	Internetseiten	www.kcprofessional.de
Telefonnummer Customer Service	Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269		
Ursprungsland	Frankreich		