

## Najo<sup>®</sup> Lite Rettungsbrett



Das Najo Lite Backboard ist aus gehärtetem Polycarbonat hergestellt. Das Rettungsbrett ist flüssigkeitsabweisend und 100 % Röntgenstrahlen durchlässig. Die Oberfläche ist rutschfest, mit abgerundeten Kanten und 22 Griffaussparungen versehen. Befestigungsmöglichkeiten für Haltegurte und Kopffixierungen sind integriert. Diese Ausführung ist zusätzlich mit einem Schlitz im Beinbereich ausgestattet. Somit können die Beine des Patienten separat gesichert werden.

### Eigenschaften

- 100 % X-Ray fähig
- Schwimffähig und flüssigkeitsabweisend
- 22 Griffaussparungen und zusätzlichen Befestigungs-Schlitz im Beinbereich
- Befestigungsmöglichkeiten für Gurte und Kopffixationen integriert
- Ideal zur Rettung und stabilen Lagerung von Verletzten zu Land und im Wasser

### Masse und Gewichte

Länge	183 cm
Breite	41cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	7 kg
Maximale Belastbarkeit	225 kg