

# Redigrip®

## Der dauerelastische Schlauchverband




### Redigrip®

Redigrip ist eine elastische Schlauchbandage aus einem speziell gestrickten Trikotstoff mit eingewobenem Elastfaden. Redigrip findet überall dort Anwendung, wo eine optimale Stützung und ein gleichmässiger, radialer Druck auf den applizierten Körperbereich verlangt wird. Redigrip vermindert Spannungen um Operationsstellen, hält Verbände fest, reduziert die Entstehung von Hämatomen und fördert die Wundheilung durch gleichmässige Kompression und Ruhigstellung ohne Einschränkungen für den Patienten. Redigrip findet auch Anwendung als Stützverband nach dem Entfernen von Gipsverbänden, als Dekubitus Vorbeugung an Fersen und Ellbogen, zur Unterstützung von geschwächten Muskeln und Gelenken. Redigrip ist hautfreundlich, gewährleistet einwandfreie Hautatmung und kann ohne Elastizitätsverlust gewaschen, autoklaviert und wiedergebraucht werden.

### Produkteigenschaften

- Speziell gestrickter Trikotstoff
- Für die optimale Stützung dank gleichmässig radialer Druckverteilung
- Zur Thrombose Prophylaxe und Thrombose Behandlung
- Zur Vorbeugung/Behandlung hypertrophischer Narben
- Bei Krampfadern und anderen Beinleiden
- Nach Amputationen
- Praktischer Entnahmespender
- Hautfarben und weiss erhältlich
- In 13 Grössen erhältlich



Dank dem durch Redigrip erzeugten gleichmässigen radialen Druck wird die Venenausweitung vermindert und die normale Durchblutung hergestellt. Redigrip hilft beim Heilungsprozess nach der Operation und verhindert hypertrophische Narbenbildung

### Rolle à 10 Meter

| Gr.: | Ø       | Artikel-Nummer: |            | Verwendung                   |
|------|---------|-----------------|------------|------------------------------|
|      |         | Weiss           | Hautfarben |                              |
| A    | 4,5 cm  | REROLL/AW       | REROLL/AH  | Fuss/Arm Kinder              |
| B    | 6,25 cm | REROLL/BW       | REROLL/BH  | Hand (S)                     |
| C    | 6,75 cm | REROLL/CW       | REROLL/CH  | Hand/Arm Erw., Bein Kinder   |
| D    | 7,5 cm  | REROLL/DW       | REROLL/DH  | Arm Erwachsene, Bein Kinder  |
| E    | 8,75 cm | REROLL/EW       | REROLL/EH  | Arm/Bein Erwachsene          |
| F    | 10 cm   | REROLL/FW       | REROLL/FH  | Knie/Oberschenkel Erwachsene |
| G    | 12 cm   | REROLL/GW       | REROLL/GH  | Oberschenkel Erwachsene      |
| H    | 15 cm   | REROLL/HW       | REROLL/HH  | Oberschenkel Erwachsene (XL) |
| J    | 17,5 cm | REROLL/JW       | REROLL/JH  | Torso Kinder                 |
| K    | 21,5 cm | REROLL/KW       | REROLL/KH  | Torso Erwachsene (M)         |
| KL   | 26 cm   | REROLL/KLW      | REROLL/KLH | Torso Erwachsene (M+L)       |
| L    | 32,5 cm | REROLL/LW       | REROLL/LH  | Torso Erwachsene (L)         |
| M    | 36 cm   | REROLL/MW       | REROLL/MH  | Torso Erwachsene (XL)        |

### Zusammensetzung

85% Baumwolle  
7,5% Elasthan  
7,5% Polyester

### Synmedic AG

Gerhardstrasse 1  
CH-8003 Zürich  
Tel: +41 (0)44 454 60 40  
Fax: +41 (0)44 454 60 41  
info@synmedic.ch  
www.synmedic.ch