

Ambu[®] Transparente Silikon-Gesichtsmasken



Die wichtigsten Vorteile

- Transparenter Maskendom für eine optimale Patientenbeobachtung
- Daumenstütze für besseren Anwenderkomfort und bessere Abdichtung
- Autoklavierbar bei bis zu 134°C
- Erhältlich in 7 Größen
- Die Maske Gr. 0 mit Bohrung begrenzt den Druck auf 40 cm H₂O
- Latexfrei

Ambu[®] Transparente Silikon-Gesichtsmasken

Die Transparenten Silikon-Gesichtsmasken haben sich vielfach bewährt und sind im Krankenhaus sowie in der Notfallversorgung weit verbreitet. Sie gewährleisten mit ihrer anatomischen Form und ihrer selbstfüllenden, anpassungsfähigen Maskenwulst eine optimale Abdichtung.

Der transparente Maskendom erlaubt jederzeit eine Sichtkontrolle des Patienten. Ihre integrierte Daumenstütze bietet einen hohen Anwenderkomfort und ermöglicht dadurch die Beatmung über einen längeren Zeitraum.

Die Maske Gr. 0 mit Bohrung begrenzt den Druck auf 40 cm H₂O und ermöglicht die sichere Beatmung von Kleinkindern unter 15 kg (ca. 3 Jahre). Anwendung nur in Kombination mit Mark III und Mark IV.

Die Gesichtsmasken lassen sich leicht zerlegen und reinigen und können bei 134°C autoklaviert werden.

Bestell-Information

Artikel-Nummer	Artikelbezeichnung
000 313 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe oA für Säuglinge
000 314 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe o für Kleinkinder mit Bohrung (ausschließlich für Mark III und IV)
000 315 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe o für Kleinkinder
000 316 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe 2 für Kinder
000 312 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe 3/4 für Erwachsene/Jugendliche
000 317 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe 5 für Erwachsene
000 319 000	Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe 6 für Erwachsene



Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske und Ambu Mark IV

Materialien

Bauteile	Material
Cuff	Silikon
Cuff Größe oA	Silikon mit Schaumfüllung
Maskendom	Polysulfon
Maskenanschluß	Silikon

Größen

Typ	Gewicht
oA Säuglinge	28 g
o Kleinkinder mit Bohrung	39 g
o Kleinkinder	38 g
2 Kinder	63 g
3/4 Erwachsene/Jugendliche	78 g
4 Erwachsene	80 g
5 Erwachsene	105 g



Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske und Ambu Oval Plus