

Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske



Die wichtigsten Vorteile

- Transparentes Material zur visuellen Kontrolle von Blutungen, Erbrochenem und Spontanatmung
- Weicher, geformter Cuff für eine komfortable Passform für Erwachsene und Kinder
- Erhältlich in 7 verschiedenen farbkodierten Grössen
- Die Masken sind Phthalat- und PVC-frei und bestehen nicht aus Naturkautschuklatex

Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske

Die Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmasken mit offenem Maskenwulst sind für die Verwendung mit manuellen und automatischen Beatmungsbeuteln und Beatmungsgeräten bestimmt. Der transparente Maskendom dient der visuellen Kontrolle von Blutungen, Erbrochenem und Spontanatmung. Die Masken verfügen über einen weichen, geformten Cuff für eine komfortable Passform für Erwachsene und Kinder. Sie sind Phthalat- und PVC-frei und bestehen nicht aus Naturkautschuklatex.

Bestell-Information

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	VE
306 100 000	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 1 Neugeborene	20 Stück
306 200 000	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 2 Kleinkinder	20 Stück
306 300 000	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 3 Kinder	50 Stück
306 400 000	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 4 Erwachsene, klein	50 Stück
306 500 000	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 5 Erwachsene, mittel	50 Stück
306 600 000	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 6 Erwachsene, gross	50 Stück
306 700 000	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 7 Erwachsene, sehr gross	20 Stück

Materialien

Produkt	Material
Maskenwulst	TPE
Maskendom	Polypropylen

Grössen

Typ	Gewicht
1 Neugeborene	7.1 g
2 Kleinkinder	8.9 g
3 Kinder	15.1 g
4 Erwachsene, klein	18.5 g
5 Erwachsene, mittel	21.6 g
6 Erwachsene, gross	25 g
7 Erwachsene, sehr gross	27.8 g



Ambu® Einweg Open Cuff
Gesichtsmaske



Ambu® Einweg Open Cuff
Gesichtsmasken, Grössen 1-7